



ACS
CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R09330100 LOTE:202107858 IMIDAZOL P.S

Fabricação: 30/07/2021

Validade: 30/07/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Ensaio (C ₃ H ₄ N ₂)	Min. 99,0%	99,87%
Ponto de Fusão	88,0 - 91,0 °C	89,0°C
Água (H ₂ O)	Máx. 0,20%	0,12%
CAS	288-32-4	-
Formula	C ₃ H ₄ N ₂	-
P.M.	68,08 g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR