

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R09531000 LOTE:202107848 IODETO DE POTASSIO P.A ACS

Fabricação: 30/07/2021

Validade: 30/07/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	Min. 99,0%	99,50%
pH (5% a 25°C)	6,0 - 9,2	6,6
Perda por secagem (105°C)	Máx. 0,2%	0,2%
Insolúveis	Máx. 0,005%	<0,005
Fosfato (PO ₄)	Máx. 0,001%	<0,001%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,005%	<0,005%
Bário (Ba)	Máx. 0,002%	<0,002%
Sódio (Na)	Máx. 0,005%	<0,005%
Cloreto e Brometo (como Cl)	Máx. 0,01%	<0,01%
CAS	7681-11-0	-
Formula	KI	-
P.M.	166,00 g/Mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO