

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R10310500 LOTE:202108950 METABISSULFITO DE SODIO P.A

Fabricação: 09/08/2021

Validade: 09/08/2021

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Pó branco	De acordo
Teor	Mín. 98,0%	98,31%
Aspecto da solução	Líquido incolor ou levemente amarelado	De acordo
Identificação	Positiva	Positiva
Chumbo (Pb)	Máx. 0,0002%	Isento
Cloreto de sódio (NaCl)	Máx. 0,01%	<0,01%
Densidade	1,10 – 1,30 g/cm ³	1,2 g/cm ³
Dióxido de enxofre (SO ₂)	Mín. 66,0%	66,23%
Ferro (Fe)	Máx. 0,0005%	0,000235%
Mercúrio (Hg)	Máx. 0,0001%	Isento
Metais pesados (c/ Pb)	Máx. 0,001%	<0,001%
Tiosulfato	Máx. 0,04%	0,01%
pH (sol. 10%)	4,0 – 4,8	4,65
Selênio (Se)	Máx. 0,0005%	Isento
Arsênio (As)	Máx. 0,0001%	isento
Formula	Na ₂ O ₅ S ₂	-
P.M	190,11	-
CAS	7681-57-4	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR