



ACS
CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R10470500 LOTE:202108882 MOLIBDATO DE AMONIO P.A ACS

Fabricação: 04/08/2021

Validade: 04/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor (MoO ₃)	81,00 - 83,00%	82,4%
Substâncias insolúveis	Máx. 0,005%	<0,005%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,002%	<0,002%
Nitrato (NO ₃)	Passa no teste	Passa no teste
Arseniato, fosfato e silicato (c/ SiO ₂)	Máx. 0,001%	<0,001%
Fosfato (PO ₄)	Máx. 5 ppm	<5ppm
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,02%	<0,02%
Metais pesado (como Pb)	Máx. 0,001%	<0,001%
Magnésio (Mg)	Máx. 0,005%	<0,005%
Potássio (K)	Máx. 0,01%	<0,01%
Sódio (Na)	Máx. 0,01%	<0,01%
CAS	12054-85-2	-
Formula molecular	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ .4H ₂ O	-
Peso molecular	1235,86 g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR