

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R10990250 LOTE:202108034 NITRATO DE CROMO III P.A

Fabricação: 13/08/2021

Validade: 13/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Cristais brilhantes violeta	De acordo
Teor	98,0-101,0%	99,0%
pH de sol. a 5%	2,0-3,0	2,8
Cloreto (Cl)	Máx. 0,003%	<0,003%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,010%	<0,01%
Ferro (Fe)	Máx. 0,050%	<0,05%
Potássio (K)	Máx. 0,020%	<0,02%
Sódio (Na)	Máx. 0,01%	<0,01%
CAS	7789-02-8	-
Formula molecular	CrN ₃ O ₉ ·9H ₂ O	-
Peso molecular	400,15 g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214