

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R11420025 LOTE:202108185 NITROPRUSSIATO DE SODIO P.A ACS

Fabricação: 31/08/2021

Validade: 31/08/2027

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Ensaio	99,0-102,0%	100,0%
Material Insolúvel	Máx.0,01%	<0,01%
Cloreto (Cl)	Máx.0,02%	<0,02%
Sulfato (SO ₄)	Passa o teste	Passa o teste
Formula	Na ₂ Fe(CN) ₅ NO · 2H ₂ O	-
P.M	297,95	-
CAS	13755-38-9	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO