

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R11770500 LOTE:202108017 OXIDO DE CHUMBO II (MONOXIDO) (LITARGIRIO) P.A**

*Fabricação: 12/08/2021*

*Validade: 12/08/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Mín. 99,0%	99,62%
Insolúveis em Ácido Acético	Máx. 0,02%	<0,02%
Prata (Ag)	Máx. 0,0005%	<0,0005%
Cobre (Cu)	Máx. 0,005%	<0,005%
Ferro (Fe)	Máx. 0,002%	<0,002%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,002%	<0,002%
Nitrato (NO <sub>3</sub> )	Máx. 0,01%	<0,01%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,005%	<0,005%
Potássio (K)	Máx. 0,005%	<0,005%
Sódio (Na)	Máx. 0,02%	<0,02%
Formula	PbO	-
P.M	223,19	-
CAS	1317-36-8	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO