

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R13190005 LOTE: 202108174 RESAZURINA P.A

Fabricação: 30/08/2021

Validade: 30/08/2027

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min.96,0%	98,0%
Faixa de absorbância	600-605nm	Passa no teste
CAS	62758-13-8	-
Formula	$C_{12}H_6NNaO_4$	-
PM	251,17 g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO