

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R13340500 LOTE:202108963 SALICILALDEIDO 99% PURO

Fabricação: 10/08/2021

Validade: 10/08/2027

| CARACTERISTICAS | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS |
|--------------------------------|--|------------|
| Teor | Mín. 99% | 99,43% |
| Faixa de Ebulição | 195 - 197 °C | 196,8°C |
| Substâncias Insolúveis | Máx. 0,01% | <0,01 |
| Acidez (como Ácido Salicílico) | Máx. 0,5% | <0,5% |
| Formula | C ₇ H ₆ O ₂ | - |
| P.M. | 122,12 | - |
| CAS | 90-02-8 | - |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO