

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R13400500 LOTE :202108183 SILICA GEL AZUL 1-4MM

Fabricação: 30/08/2021

Validade: 30/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Densidade (g/L)	Mín. 700	720
Umidade a 140°C	Máx. 2,0%	<2%
Granulometria:		
>4,0 mm	Máx. 5.0%	<5,0%
<1,0 mm	Máx. 7,5%	<7,5%
Formula	O ₂ Si	-
P.M.	60,08	-
CAS	112926-00-8	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO