

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R14711000 LOTE:202108009 TETRABORATO DE SODIO BORAX P.A ACS

Fabricação: 12/08/2021

Validade: 12/08/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	99,5 - 105,0%	100,8%
pH da Solução 0,01M (25 °C)	9,15 - 9,20	9,16
Insolúvel em H ₂ O	Máx. 0,005%	<0,005%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,001%	<0,001%
Fosfato (PO ₄)	Máx. 0,001%	<0,001%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,005%	<0,005%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,005%	<0,005%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,001%	<0,001%
Ferro (Fe)	Máx. 5 ppm	<5 ppm
Formula	Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O	-
P.M.	381,37g/Mol	-
CAS	1303-96-4	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO