



ACS
CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R14751000 LOTE:202108895 TETRACLOROETILENO P.A

Fabricação: 04/08/2021

Validade: 04/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Líquido	Líquido
Densidade 25/25°C	1,612 - 1,621	1,620
Teor De Água	Máx. 70ppm	<70ppm
Não Volátil	Máx. 10ppm	<10ppm
Alcalinidade NaOH	15 -30 Ppm	De acordo
Percloroetileno	Min. 99,9%	99,95%
Fórmula Molecular	C ₂ Cl ₄	-
P.M.	165,83	-
CAS	127-18-4	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO