

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R14930500 LOTE: 202108173 TIOCIANATO DE POTASSIO P.A ACS

Fabricação: 30/08/2021

Validade: 30/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	Mín.98,5%	99,2%
pH solução 5% - 25°C	5,3 - 8,7	7,2
Insolúveis em H2O	Máx. 0,005%	<0,005%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,005%	<0,005%
Sulfato (SO4)	Máx. 0,005%	<0,005%
Amônio (NH4)	Máx. 0,003%	<0,003%
Metais pesados	Máx. 5ppm	<5 PPM
Ferro (Fe)	Máx. 2ppm	< 2 PPM
Sódio (Na)	Máx. 0,005%	<0,005%
Subst. consumidoras de Iodo	Passa no Teste	Passa no Teste
CAS	333-20-0	-
Formula molecular	KSCN	-
Peso molecular	97,18 g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO