

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R15231000 LOTE:202108910 TOLUOL P.A ACS

Fabricação: 05/08/2021

Validade: 05/08/2027

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	Min. 99,5%	99,75%
Cor (APHA)	Máx.10	1
Resíduo após evaporação	Máx. 0,001%	<0,001
Subst. q. escu. pelo H ₂ SO ₄	Passa no Teste	Passa no teste
Compostos sulfurados (c/ S)	Máx. 0,003%	0,000%
Água (H ₂ O)	Máx. 0,03%	0,001%
CAS	108-88-3	-
Formula	C ₆ H ₅ CH ₃	-
P.M.	92,14	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214