



ACS
CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R15321000 LOTE:202108912 TRIETILAMINA P.A

Fabricação: 05/08/2021

Validade: 05/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor (CG)	Mín. 99,0%	99,89%
Densidade (D204)	0,726 - 0,728	0,727
Água (K.F.)	Máx. 0,2%	<0,2%
Resíduo de Evaporação (105 °C)	Máx. 0,1%	<0,1%
Índice de Refração	1,4000 ± 0,0050	1,4000 ± 0,0050
CAS	121-44-8	-
Formula molecular	(C ₂ H ₅) ₃ N	-
Peso molecular	101,19 g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO