



**ACS**  
CIENTÍFICA

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R15331000 LOTE:202108913 TRIETILENOGLICOL PURO**

*Fabricação: 05/08/2021*

*Validade: 05/08/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	99,7-100,0%	99,90%
Agua	Máx.0,1%	0,05%
Cor (APHA)	Máx.20	10
Acidez (mg KOH/g)	Máx.0,06%	<0,06%
Aparência	Liquido incolor	Liquido incolor
Formula	$C_6H_{14}O_4$	-
P.M.	150,17	-
CAS	112-27-6	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO