

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R15550025 LOTE:202108182 VERDE DE BROMOCRESOL P.A

Fabricação: 30/08/2021

Validade: 30/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Pó fino bege	Pó fino bege
Aparência da solução	Passa no teste	Passa no teste
Perda por secagem	Máx. 3%	1,8%
Intervalo Visual de Transição		
pH	Cor	
3,8	Amarelo	Amarelo
5,4	Azul	Azul
Formula	$C_{21}H_{14}Br_4O_5S$	-
P.M	698.01	-
CAS	76-60-8	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO