



CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R15790025 LOTE:202108890 VERMELHO DE METILA P.A

Fabricação: 04/08/2021

Validade: 04/08/2027

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Ponto de fusão	179-182°C	181,5°C
Limpidez da solução alcoólica PT		
Clareza da solução aquosa	PT	Passa o teste
Intervalo visual da transição:		
pH	Cor	Rosa
4,2	Rosa	Amarelo
6,2	Amarelo	-
CAS	493-52-7	-
Formula molecular	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂	-
Peso molecular	269,30	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO