

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R16480250 LOTE:202108970 TARTARATO ACIDO DE POTASSIO P.A

Fabricação: 10/08/2021

Validade: 10/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência	Pó Branco	De Acordo
Pureza	98,5-101,5%	99,2%
Solubilidade (50mg/mL)	Límpida incolor a ligeiramente turvo	Limpida incolor
Formula	$C_4H_5KO_6$	-
P.M	188.18	-
CAS	868-14-4	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214