

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R17931000 LOTE:202108203 CLOROFORMIO UV/HPLC**

*Fabricação: 31/08/2021*

*Validade: 31/08/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência	Líquido incolor	De acordo
Acido Livre (como HCl)	Máx.0,001%	0,001%
Pureza (CG)	Min.99,80%	99,98%
Resíduo Após evaporação	Máx.0,0005%	0,0005%
Água (K.F)	Máx.0,01%	0,002%
Espectro infra vermelho	Conforme a estrutura	De acordo
Espectro UV Visível		
absorbância UV 280 nm	Máx.0,005	-0,0002
absorbância UV 260 nm	Máx.0,300	0,0320
absorbância UV 250 nm	Máx.1,000	0,2616
Formula	CHCl <sub>3</sub>	-
P.M.	119,38g/mol	-
CAS	67-66-3	-

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

**THIAGO ELIAS PEREIRA**  
Químico Responsável CRQ 044101214