



## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD: S07411000 LOTE:202108016 FENOLFTALEINA 1% SOLUÇÃO  
ALCOOLICA (pH 8,2-10,0)**

*Fabricação: 12/08/2021*

*Validade: 12/08/2023*

| CARACTERÍSTICAS  | ESPECIFICAÇÃO   | RESULTADOS      |
|--|-----------------|-----------------|
| Aparência  | liquido incolor | liquido incolor |
| Matriz   | Álcool etílico  | Álcool etílico  |
| Concentração (C <sub>20</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub> ) | 1%              | 1%              |
| FAIXA DE TRANSIÇÃO   | -               | -               |
| pH 8,0   | Incolor         | Incolor         |
| pH 8,2   | Rosa Claro      | Rosa Claro      |
| pH 8,6   | Rosa            | Rosa            |
| pH 10,0  | Vermelho        | Vermelho        |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214