

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: S07411000 LOTE:202108194 FENOLFTALEINA 1% SOLUÇÃO ALCOOLICA (pH 8,2-10,0)

Fabricação: 27/08/2021

Validade: 27/08/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência	liquido incolor	liquido incolor
Matriz	Álcool etílico	Álcool etílico
Concentração (C ₂₀ H ₁₄ O ₄)	1%	1%
FAIXA DE TRANSIÇÃO	-	-
pH 8,0	Incolor	Incolor
pH 8,2	Rosa Claro	Rosa Claro
pH 8,6	Rosa	Rosa
pH 10,0	Vermelho	Vermelho

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO