

CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:S09791000 LOTE:202108040 IODO IODETO LUGOL FRACO SEG
GRAM**

Fabricação: 13/08/2021

Validade: 13/08/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Liquido Marrom	De acordo
Matriz	Agua deionizada	Agua deionizada
Aptidão para microscopia	Passa no Teste	Passa no Teste
Micro-organismos gram-positivo	Azul-violeta	De acordo
Micro-organismos gram-negativo	Roza a vermelho	De acordo

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214