

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:S09954500 LOTE: 202108906 COLORAÇÃO DE GRAM

Fabricação: 04/08/2021

Validade: 04/08/2023

VIOLETA GENCIANA FENICADA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência (Forma)	Líquido	De acordo
Aparência (Cor)	Violeta	De acordo
Matriz	Água Deionizada	De acordo

FUCSINA FENICADA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência (Forma)	Líquido	De acordo
Aparência (Cor)	Vermelho	De acordo
Matriz	Água Deionizada	De acordo

LUGOL

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência (Forma)	Líquido	De acordo
Aparência (Cor)	Castanho	De acordo
Concentração	0,5% (P/V)	0,5%
Matriz	Água Deionizada	De acordo

ALCOOL ACETONA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência (Forma)	Líquido	De acordo
Aparência (Cor)	Incolor	De acordo
Densidade	0,785-0,814g/L	0,790g/L
Composição	Etanol/Acetona	De acordo

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR