

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:S11950500 LOTE:202108945 PADRÃO DE CONDUTIVIDADE $10 \pm 0,5\mu\text{s/cm}$

Fabricação: 09/08/2021

Validade: 09/08/2023

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Condutividade(25°C)	$10 \pm 0,5 \mu\text{s/cm}$	De acordo
Aparência	Líquido incolor	De acordo
Matriz	N-PROPANOL 30%	De acordo
Coefficiente de variação (0-50°C)	3%	3%

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO