

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:S16830250 LOTE:202108865 PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1412 $\mu\text{s}/\text{cm} \pm 0,5\%$

Fabricação: 02/08/2021

Validade: 02/08/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Condutividade(25°C)	1412 \pm 0,5% $\mu\text{s}/\text{cm}$	De acordo
Aparência	Liquido incolor	De acordo
Matriz	Água deionizada	De acordo

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO