

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:S21520020 LOTE:202108014 ACIDO SULFURICO 25% V/V 1:4

Fabricação: 12/08/2021

Validade: 12/08/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Concentração	25% (v/v H ₂ SO ₄)	25%
Densidade a 25°C	1,20-1,25g/cm ³	1,21g/cm ³
Matriz	Água deionizada	De acordo

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO