

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:S2341000 LOTE: 202108983 HIDROXIDO DE AMONIO 13,5N**

*Fabricação: 11/08/2021*

*Validade: 11/08/2023*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Concentração	13,365N-13,635N	13,5945N
Fc	0,9900-1,010	1,007
Formula	NH <sub>4</sub> OH	-
P.M	35,04	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO