

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R00140500 LOTE :202109327 ACETATO DE COBRE II ICO P.A

Fabricação: 09/09/2021

Validade: 09/09/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	98,0 - 102,0%	98,95%
Subst. Insolúveis	Máx. 0,01%	<0,01%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,003%	<0,003%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,01%	<0,01%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,005%	<0,005%
Ferro (Fe)	Máx. 0,002%	<0,002%
Níquel (Ni)	Máx. 0,01%	<0,01%
Potássio (K)	Máx. 0,01%	<0,01%
Sódio (Na)	Máx. 0,05%	<0,05%
Formula	C ₄ H ₆ CuO ₄ .H ₂ O	-
P.M.	199,65	-
CAS	6046-93-1	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214