

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R00600500 LOTE:202109340 ACIDO ADIPICO PURISSIMO

Fabricação: 09/09/2021

Validade: 09/09/2027

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	99,8%	99,85%
Faixa de Fusão	151 - 153 °C	152°C
Arsênio (As)	Máx. 0,0001%	<0,0001%
Cobre (Cu)	Máx. 0,001%	<0,001%
Ferro (Fe)	Máx. 0,0001%	<0,0001%
Chumbo (Pb)	Máx. 0,0005%	<0,0005%
Zinco (Zn)	Máx. 0,001%	<0,001%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,005%	<0,005%
Cinzas Sulfatadas	Máx. 0,01%	<0,01%
Formula	C ₆ H ₁₀ O ₄	-
P.M	146,14	-
CAS	124-04-9	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO