

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R02751000 LOTE:202108209 ALCOOL ETILICO 95% P.A ACS

Fabricação: 01/09/2021

Validade: 01/09/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	Mín. 95,0%	95,6%
Cor (APHA)	Máx. 10	<10
R. após Evaporação	Máx. 0,001%	<0,001%
Ácidos Tituláveis	Máx. 0,0005meq/g	<0,0005meq/g
Bases Tituláveis	Máx. 0,0002meq/g	<0,0002 meq/g
Metanol (CH ₃ OH)	Máx. 0,1%	<0,1%
Solubilidade em Água	Passa no Teste	Passa no teste
Subs. que Escurecem pelo H ₂ SO ₄	Passa no Teste	Passa no teste
Subs. que Reduzem o KMnO ₄	Passa no Teste	Passa no teste
Acetona e Álcool Isopropílico	Passa no Teste	Passa no teste
CAS	64-17-5	-
Formula	CH ₃ CH ₂ OH	-
P.M.	46,07g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO