

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R05840500 LOTE:202109233 CLORETO DE POTASSIO P.A ACS**

*Fabricação: 01/09/2021*

*Validade: 01/09/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	99,0 - 100,5%	99,87%
pH (5% a 25 °C)	5,4 - 8,6	6,9
Iodeto (I)	Máx. 0,002%	<0,002%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx. 0,001%	<0,001%
Clorato e Nitrato (como NO <sub>3</sub> )	Máx. 0,003%	<0,003%
Materiais Insolúveis	Máx. 0,005%	<0,005%
Magnésio (Mg)	Máx. 0,001%	<0,001%
Fosfato (PO <sub>4</sub> )	Máx. 0,0005%	<0,0005%
Ferro (Fe)	Máx. 0,0003%	<0,0003%
Sódio (Na)	Máx. 0,005%	<0,005%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,0005%	<0,0005%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,002%	<0,002%
Brometo (Br)	Máx. 0,01%	<0,01%
Formula	KCl	-
P.M.	74,56	-
CAS	7447-40-7	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214