

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R06471000 LOTE:202109290 DIETANOLAMINA P.A

Fabricação: 09/09/2021

Validade: 09/09/2027

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Pureza	Mín. 99,0%	99,28%
Cor (APHA)	Máx. 20	15
Trietanolamina (C ₆ H ₁₅ O ₃ N)	Máx. 0,3000%	<0,3000%
Água (H ₂ O)	Máx. 0,1000%	<0,1000%
Monoetanolamina	Máx. 0,3000%	<0,3000%
Formula	C ₄ H ₁₁ NO ₂	-
P.M.	105,14	-
CAS	111-42-2	-

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO