

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD: R07231000 LOTE:202109242 ETER ETILICO (DIETILICO) 97-98% P.A**

*Fabricação: 01/09/2021*

*Validade: 01/09/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem (CG)	97-98%	97,5%
Cor (APHA)	Máx. 10	<10
Peróxidos (como H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	Máx. 1ppm	<1ppm
Resíduo Após evaporação	Máx. 0,001%	0,0003
Acido titulavel	Máx. 0,0002meq/g	<0,0002meq/g
Carbonilo (como HCHO)	Máx. 0,001%	<0,001%
Agua (K.F)	Máx.0,5%	0,019%
CAS	60-29-7	-
Formula	(CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O	-
P.M.	74,12 g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

\_\_\_\_\_  
THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO