

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R07520500 LOTE:202109300 FERROCIANETO DE POTASSIO P.A ACS**

*Fabricação: 09/09/2021*

*Validade: 09/09/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	98,5-102,0%	100%
Materiais insolúveis	Máx.0,005%	<0,005%
Cloreto (Cl)	Máx.0,01%	<0,01%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Passa no teste	Passa no teste
Formula	C <sub>6</sub> FeK <sub>4</sub> N <sub>6</sub> .3H <sub>2</sub> O	-
P.M.	422.39	-
CAS	14459-95-1	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214