

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R10700100 LOTE:202109336 NATROSOL (HIDROXIMETILCELULOSE 4400)**

*Fabricação: 09/09/2021*

*Validade: 09/09/2027*

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Pó fino	De acordo
pH (sol. 0,5%)	6,00 - 8,50	7,82
Teor de voláteis	Máx. 5,00%	4,2%
Viscosidade (sol. 1%)	3500 - 5000 cPs	4800 cPs

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO