



ACS
CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R11491000 LOTE :202109232 OLEO DE SILICONE

Fabricação: 01/09/2021

Validade: 01/09/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Fluido cristalino	De acordo
Viscosidade	340-360 cps	360 cps
Densidade (25°C)	0968-0,974g/cm ³	0,972
Cor (APHA)	Máx.30	<30
CAS	63148-62-9	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO