

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R12820005 LOTE:202109318 PURPURA DE BROMOCRESOL P.A

Fabricação: 09/09/2021

Validade: 09/09/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Faixa de Viragem		
Amarelo	pH 5,2	De acordo
Púrpura	pH 6,8	De acordo
P.P/ secagem(110°C)	Máx.1,0%	0,8%
CAS	115-40-2	-
Formula	$C_{21}H_{16}Br_2O_5S$	-
P.M.	540,23	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO