

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD: R14330500 LOTE:20109321 SULFATO DE POTASSIO P.A ACS**

*Fabricação: 09/09/2021*

*Validade: 09/09/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min. 99,0%	99,9%
pH (Sol. 5% a 25°C)	5,5 - 8,5	7,4
Insolúveis em H <sub>2</sub> O	Máx. 0,01%	<0,01%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,001%	<0,001%
Comp. Nitrogenados(N)	Máx. 5ppm	<5ppm
Metais Pesados (Pb)	Máx. 5ppm	<5ppm
Ferro (Fe)	Máx. 5ppm	<5ppm
Cálcio (Ca)	Máx. 0,01%	<0,01%
Magnésio (Mg)	Máx. 0,005%	<0,005%
Sódio (Na)	Máx. 0,02%	<0,02%
CAS	778-80-5	-
Formula	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	-
P.M.	174,26g/Mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura

\_\_\_\_\_  
THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO