



ACS
CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R06790025 LOTE:202101167 DPD SULFATO

Fabricação: 26/01/2021

Validade: 26/01/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	Mín. 98%	99%
Ponto de Fusão	185 - 187 °C	185,6°C
Água (K.F.)	Máx. 0,5%	0,2%
Cinzas Sulfatadas	Máx. 0,05%	<0,05%
Solubilidade (5% em H ₂ O)	Passa no Teste	Passa no teste
Identificação	Positiva	Positiva
pH	2,0 - 2,2	2,16
Metais Pesados	Máx. 0,001%	<0,001%
Ferro (Fe)	Máx. 0,001%	<0,001%
Formula	C ₁₀ H ₁₈ N ₂ O ₄ S	-
P.M.	262,33	-
CAS	6283-63-2	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR