



CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R03001000 LOTE:20200016 ALCOOL PROPILICO NORMAL P.A

Fabricação: 21/01/2020

Validade: 19/01/2026

| CARACTERISTICAS | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS |
|--|---------------------------------|----------------|
| Teor | Mín. 99,5% | 99,86% |
| Solubilidade em H ₂ O | Passa no Teste | Passa no teste |
| Cor (APHA) | Máx. 10 | <10 |
| Resíduo após Evaporação | Máx. 0,001% | <0,001% |
| Água (K.F.) | Máx. 0,2% | <0,2% |
| Ácidos Tituláveis | Máx. 0,0004 meq/g | <0,0004 meq/g |
| Álcool Etílico (CH ₃ CH ₂ OH) | Máx. 0,01% | <0,01% |
| Metanol (CH ₃ OH) | Máx. 0,01% | <0,01% |
| Álcool Isopropílico (CH ₃ CHOHCH ₃) | Máx. 0,05% | <0,05% |
| Compostos Carbonílicos (C ₂ H ₅ CHO) | Máx. 0,03% | <0,03% |
| CAS | 71-23-8 | - |
| Formula molecular | C ₃ H ₈ O | - |
| Peso molecular | 60,10 g/mol | - |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214