



CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R07740500 LOTE:202011213 FORMIATO DE AMONIO (FORMATO) P.A

Fabricação: 06/11/2020

Validade: 06/11/2026

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Descrição	Cristais deliquescentes incolores	De acordo
Ensaio	Mín. 98,0%	98,9%
pH (10% em água)	pH 5,5 - 7,5	6,7
Matéria insolúvel	Máx. 0,001%	<0,001%
Matéria não volátil	Máx. 0,01%	<0,01%
Cloreto (Cl)	Max. 0,001%	<0,001%
Sulfato (SO4)	Max. 0,005%	<0,005%
Cobre (Cu)	Máx. 0,0001%	<0,0001%
Ferro (Fe)	Max. 0,0005%	<0,0005%
Chumbo (Pb)	Max. 0,0001%	<0,0001%
Formula	CH ₅ NO ₂	-
P.M.	63,06	-
CAS	540-69-2	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214